




DERMO REVIT Radiofrequenza

Identificativo	Descrizione
Alimentazione	180 : 260 Vac 50 Hz
Frequenza di Uscita	470 kHz +/- 10%
Massima Potenza di Uscita	250Watt +/-10%
Timer di lavoro	Fino a 30 Minuti con intervalli di 1min
Tipo di Uscita	Aggiustabile automaticamente o manualmente
Temperatura	39°C / 47°C con precisione +/-1 °C
Display	320 x 240 pixels monocromatico
Classe di sicurezza e Tipo	Classe 1 , tipo BF
Dimensioni	363 x 380 x 179 (L x l x H)
Peso	10 Kg

Diametro	Valore	Potenza
20 mm	100%	27W~39W
30 mm	100%	39W~56 W
40 mm	100%	50 W~72W
50 mm	100%	63W~90W
60 mm	100%	121W~173W
70 mm	100%	130W~186W
80 mm	100%	155W~222 W
100 mm	100%	180W~250W



Formato dell'elettrodo (diam.)	Zone da trattare	Effetti
20mm	Rughe intorno agli occhi, naso, bocca	Migliora le rughe
30mm	Contorno viso, mento, mascella, e fronte	Migliore le rughe e lo stato della pelle
40mm	Viso, collo, dietro collo, braccia ginocchia	Tonicità della pelle
50mm	Braccia, polpaccio, spalla, seno, ginocchia	Tonicità della pelle e modellamento del corpo
60mm	Polpaccio, coscia, schiena, seno	Modellamento del corpo
70mm	Schiena, coscia, ventre	Riduce lo strato di adipe, modella il corpo
80mm	Schiena, coscia, ventre, gluteo	Riduce lo strato di adipe, modella il corpo
100mm	Schiena, ventre	Riduce lo strato di adipe, modella il corpo

